

TEST DE DEBIT LATERAL

În acest videoclip Denise Heard, asistenta școlară QKA, vorbește prin testul de flux lateral.

Este important să subliniem: -

Nu doare, deci nu ar trebui să vă faceți griji

Durează mai puțin de două minute

Este o procedură foarte simplă

Veți fi sprijinit și îngrijit de personalul QKA

Procesul

- Intrați în teatru,
 - Veți fi afișat într-o cabină
 - Tot ce aveți nevoie pentru a efectua testul se află în cabină.
 - Igienizați mâinile.
 - Deschideți pachetul de tampon și îndepărtați cu atenție tamponul
 - Amigdalele tamponate - 4x pe fiecare parte
 - Nas de tampon - 1x nară
 - Întoarceți-vă cu capul în jos și puneți-l în tubul furnizat.
 - Igienizați mâinile.
- ✓ GĂSIT - acum puteți pleca și veți primi rezultatul în 30 de minute

Dacă încă nu v-ați dat consimțământul, linkul pentru a face acest lucru este aici:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nowK81Jo8E2Ms5kmm08dZpVPpb-CAkIOmI9G20iXwIdUOFhNNkNMVEIKSTVLMFE1UFE2S042S1dTOC4u>